

Utilisation d'un Réservoir d'Oxygène liquide

Le réservoir d'oxygène liquide

L'utilisation de ce matériel d'oxygénothérapie liquide est soumise à prescription médicale, dans le cas d'une nécessité de mobilité en dehors du domicile (avec utilisation d'un portable de déambulation), ou de débit en général supérieur à 4 litres à la minute.



Il est formellement interdit de fumer en présence d'un réservoir d'oxygène liquide.

Conditions de stockage et d'approvisionnement de l'oxygène liquide

- L'oxygène liquide stocké dans votre réservoir est d'une température d'environ - 183 degrés Celsius et ne présente pas de danger dans le cadre d'une utilisation correcte.
- L'approvisionnement de votre réservoir est calculé en fonction de la prescription de votre médecin. En fonction du débit et de la durée d'utilisation, et en tenant compte également du nombre de remplissages faits avec votre portable de déambulation, votre technicien vous proposera un planning fixe permettant en toute circonstance de vous assurer une autonomie suffisante de votre oxygène.
- **Si votre utilisation devait être supérieure à l'estimation** qui a été faite avec votre technicien, ou **si vous constatez que la réserve d'oxygène paraît insuffisante**, vous devez contacter votre agence SOS OXYGENE afin d'organiser une intervention en vue du réapprovisionnement.
- Sur chaque réservoir d'oxygène liquide, un témoin visualise le stock disponible d'oxygène liquide. Votre technicien, lors de l'installation, vous familiarisera avec cet outil de contrôle.

Remplissage de votre portable de déambulation

- Lors de la mise en service, votre technicien installateur vous apprend à manipuler le portable de déambulation.
- Pensez toujours à enfoncer suffisamment votre portable dans le logement de votre réservoir principal avant d'ouvrir la vanne de remplissage.
- Ouvrez au maximum la vanne de remplissage de votre réservoir, située sur le côté de celui-ci.
- L'oxygène liquide est transféré depuis votre réservoir principal vers votre portable.
- Une fois le remplissage terminé, relâchez la vanne de remplissage et appuyez fortement sur le libérateur de votre réservoir principal, de manière à soulever le portable de son emplacement.
- Sauf avis contraire du fabricant, le portable de déambulation doit toujours rester en position verticale.
- Votre portable de déambulation est prêt à être utilisé.

Précautions d'emploi

- **Ne jamais toucher les parties givrées de votre matériel.**
- **Interdiction formelle de transporter votre réservoir principal d'oxygène liquide dans votre véhicule.**
- **En cas de projection d'oxygène dans les yeux, ou sur la peau, rincer abondamment à l'eau froide et prévenir immédiatement votre médecin.**
- **En cas de fuite d'oxygène liquide par la valve de remplissage, verser de l'eau tiède ou chaude, de manière à remettre en service la valve de sécurité qui a gelé.**
- **Aérer la pièce le plus souvent possible.**
- **Ne jamais fumer ou stocker votre réservoir en présence de toute source d'ignition (cheminée, flamme..).**

En cas de doute ou de problème persistant, contacter SOS OXYGENE (SUISSE) SA

