

Remplissage d'un Portable de Déambulation

Le réservoir d'oxygène liquide

L'utilisation de ce matériel d'oxygénothérapie liquide est soumise à prescription médicale, dans le cas d'une nécessité de mobilité en dehors du domicile (avec utilisation d'un portable de déambulation), ou de débit en général supérieur à 4 litres à la minute.



Il est formellement interdit de fumer en présence d'un réservoir d'oxygène liquide.

L'opération de remplissage



1. Essuyer les embouts de raccordement pour éviter le gel de l'humidité présente



2. La partie inférieure du portable doit venir se positionner sur la partie supérieure du réservoir fixe.

3. Tenir le portable en position verticale et appuyer fortement pour le positionner



4. Ouvrir la vanne de remplissage du portable afin que l'oxygène liquide puisse être transféré.

5. Au bout de 30 secondes, relâcher la vanne et la remettre en service afin d'éviter la formation de gel. Renouveler si nécessaire.

6. Lorsque le portable est plein, relâcher la vanne de remplissage.

7. Appuyer sur le libérateur du réservoir fixe afin de dégager le portable de déambulation.

8. Remettre le bouchon sur la vanne de remplissage du réservoir fixe

Attention, même en cas de non utilisation, un portable se vide naturellement !



Précautions d'emploi

- **Ne jamais toucher les parties givrées de votre matériel.**
- **Interdiction formelle de transporter votre réservoir principal d'oxygène liquide dans votre véhicule.**
- **En cas de projection d'oxygène dans les yeux, ou sur la peau, rincer abondamment à l'eau froide et prévenir immédiatement votre médecin.**
- **En cas de fuite d'oxygène liquide par la valve de remplissage, verser de l'eau tiède ou chaude, de manière à remettre en service la valve de sécurité qui a gelé.**
- **Aérer la pièce le plus souvent possible.**
- **Ne jamais fumer ou stocker votre réservoir en présence de toute source d'ignition (cheminée, flamme..).**

En cas de doute ou de problème persistant, contacter SOS OXYGENE (SUISSE) SA

