

Utilisation des Bouteilles d'Oxygène

Les bouteilles d'oxygène, de couleurs blanches, contiennent de l'oxygène médical sous haute pression. La formation sur l'utilisation des bouteilles d'oxygène est assurée par votre technicien installateur lors de la mise en service.



Il est formellement interdit de fumer en présence d'oxygène.

Conseils d'utilisation

- Ne pas exposer de bouteille d'oxygène au soleil, ou derrière une vitre de voiture en plein soleil.
- Ne jamais chauffer la bouteille d'oxygène.
- Ne pas utiliser en présence d'une source d'ignition (Cheminée, Flamme..).
- Les bouteilles d'oxygène doivent être stockées dans un endroit propre et aéré, en position verticale si un maintien est possible.
- Contrôler sur le manomètre de contrôle la quantité d'oxygène disponible.
- Se positionner à l'opposé du manomètre principal d'une bouteille avant de le manipuler.
- Connecter canules nasales et tuyau puis ouvrir le débitmètre jusqu'au débit prescrit par votre médecin.
- Après utilisation, remettre le débit à Zéro puis refermer le manomètre principal d'arrivée.

En cas de fuite de votre bouteille, la déposer dans un endroit aéré, et appeler immédiatement SOS OXYGENE.

Autonomies des bouteilles

Estimation autonomie	Capacité en heure(s) de la bouteille d'oxygène pleine (200b.)		
	Bouteille K2	Bouteille K5	Bouteille K10
1 L / Minute	6.5	16.5	48
2 L / Minute	3	8	24
3 L / Minute	2	5.5	16.5
4 L / Minute	1.5	4	12.5
5 L / Minute	1	3	10
6 L / Minute	..	2.5	8

En cas de doute ou de problème persistant, contacter SOS OXYGENE (SUISSE) SA

